

Abgase Kabine werden oft an Filtration Bedarf benutzt, wenn ein geleiteter Raum gebraucht wird

Laborabzug HI5VP:



Das Vorne der Kabine ist voll offen. Gebildete, geformt Aluminium, bruchsicher Glass, deren Dicke 6 mm ist.

Anwendungen:

- Bespritz, Pistole, Pulverisierung oder Lackierung Auftragen.
- Chemikalienbehandlung im Labor
- Auch geeignet für Lösungsmittel Kübel Reinigung oder schwere Abgase abgebenden Maschinen.

Kenndaten

| | |
|---|-------------------------------|
| Einstellbare Durchsatz | 50 bis 450 m ³ /h |
| Leistung | 320 W |
| L*B*H mm | 800*700*700 mm |
| Gewicht | 33kg |
| Stromversorgung | 230V/50 HZ |
| Wartung | Regelmäßige Filterveränderung |
| Ausgang hinten zur Ableitung nach außen | Ja/ Durchmesser 125mm |
| Integrierte Beleuchtung | Ja |

Kann dabei verwendet werden:

Recycling: Filtrierung mit Aktivkohle (s. Filterchart) oder Staub Filter.

Außenabsaugung: Außenabsaugungfilter +Auspuffrohr Durchmesser 125 mm.

* Schutzvorfilters können dabei benutzt werden.



Double Laborabzug HI5VP:



Geeignet wenn eine übergroße völlige schlüsselfertige Absaugkabine gebraucht wird. Das Vorne der Kabine ist ganz geöffnet um Chemikalienbehandlung, Lackierung oder Pulverisierung zu erlauben.

Gebildete, geformt Aluminium, bruchsicher Glass: Dicke 6 mm, 2 Absauggruppen.


Anwendungen:

- Bespritz, Pistole, Pulverisierung oder Lackierung Auftragen.
- Chemikalienbehandlung im Labor
- Auch geeignet für Lösungsmittel Kübel Reinigung oder schwere Abgase abgebenden Maschinen.

| Kenndaten | |
|---|-------------------------------|
| Einstellbare Durchsatz | 50 bis 450 m ³ /h |
| Leistung | 320 W |
| L*B*H mm | 1500*700*700 mm |
| Gewicht | 50 kg |
| Stromversorgung | 230V/50 HZ |
| Wartung | Regelmäßige Filterveränderung |
| Ausgang hinten zur Ableitung nach außen | Ja/ Durchmesser 125mm |
| Integrierte Beleuchtung | Ja |

Kann dabei verwendet werden:

- Recycling: Filtrierung mit Aktivkohle (s. Filterchart) oder Staub Filter.
- Außenabsaugung: Außenabsaugungfilter +Auspuffrohr Durchmesser 125 mm.
- * Schutzvorfilters können dabei benutzt werden.



Laborabzug HI5VP mit einem Wahl Schließen am Vorne:



Geeignet für Filtrierung, wenn eine völlige schlüsselfertige Absaugkabine gebraucht wird.

Es wird für giftige Produkten empfohlen. Es lässt ein Weg für die Hände.

Anwendungen:

- Geeignet für gefährliche Lösungsmitteln.
- Lass ein Weg für die Hände, der bestimmt werden muss.
- Sichtbarkeit von dem Umgehen durch die Schließe.




Kann dabei verwendet werden:

- Recycling: Filtrierung mit Aktivkohle (s. Filterchart) oder Staub Filter.
 - Außenabsaugung: Außenabsaugungfilter + Auspuffrohr Durchmesser 125 mm.
- * Schutzvorfilters können dabei benutzt werden.



Laborabzug HI6VP



Geeignet für Filtrierung, wenn eine völlige schlüsselfertige Absaugkabine gebraucht wird.

Empfohlen für giftigen Produkten: Schütz den Arbeitersgesicht.

Anwendungen:

- Geeignet für gefährlichen Lösungsmitteln (völliges Schutz des Arbeitersgesicht) und Genauigkeit des Arbeit (der Arbeit wird über den geschützten Produkt gemacht).
- Sichtbarkeit des Umgehens unten den Kabine.

| Kenndaten | |
|---|-------------------------------|
| Einstellbare Durchsatz | 50 bis 450 m ³ /h |
| Leistung | 320 W |
| L*B*H mm | 800*700*700 mm |
| Gewicht | 33kg |
| Stromversorgung | 230V/50 HZ |
| Wartung | Regelmäßige Filterveränderung |
| Ausgang hinten zur Ableitung nach außen | Ja/ Durchmesser 125mm |
| Integrierte Beleuchtung | Ja |

Kann dabei verwendet werden:

- Recycling: Filtrierung mit Aktivkohle (s. Filterchart) oder Staub Filter.
 - Außenabsaugung: Außenabsaugungfilter +Auspuffrohr Durchmesser 125 mm.
- * Schutzvorfilters können dabei benutzt werden.

