

Zusatzabzughaube werden ins gesamt für geringe Bedarf an Filtration benutzen. Die tragbaren Abzüge HI8 existieren in zwei Modellen, entweder mit einem konstanten Durchsatz oder mit einem verändlichen Durchsatz. Es gibt auch die Möglichkeit die Abzüge mit einem Gelenkarm zu befestigen.

## Konstanter Durchsatz Abzughaube Booster HI8F



Geeignet für kleinen Filtrationsbedarf, der keine Stromabweichung erfordert.

Sie brauchen nur die Abzughaube auf dem Arbeitstisch in der Nähe der Ausströmen Quelle zu legen, anders die darf auch auf einen Gelenkarm aufhängen zu werden.

Leicht beweglich dank ihr niedriges Gewicht.

### Anwendungen Beispiele:

- Lösungsmittelbehandlung
- Klebstoffbehandlung
- Kleine Partikel Staub Behandlung
- Geruch oder kleine Abgase...

### Kann dabei verwendet werden:

- Aktivkohle Filtration
- Staubfilter
- Vergleich Filterchart.

\* Schutzvorfilters können dabei verwendet werden um das Filter von Staub zu schützen

KENNDATEN HI8F	
Unverändliche Durchsatz	240 m <sup>3</sup> /h
Leistung	85W
LXBXH mm	240*300*200 mm
Gewicht	2,5 kg
Stromversorgung	230V/50HZ
Wartung	Regelmäßige Filterveränderung

## Einstellbarer Durchsatz Abzughaube Booster HI8V



Geeignet für kleinen Filtrationsbedarf, der eine einstellbare Durchsatz erfordert. Sie brauchen nur die Abzughaube auf dem Arbeitstisch in der Nähe der Ausströmen Quelle zu legen, anders die darf auch auf einen Gelenkarm aufhängen zu werden.

Leicht beweglich dank ihr niedriges Gewicht (2,5kg).

Kenndaten HI8V	
Einstellbare Durchsatz	0 bis 240 m <sup>3</sup> /h
Leistung	85W
LXBXH mm	240*300*200 mm
Gewicht	2,5 kg
Stromversorgung	230V/50HZ
Wartung	Regelmäßige Filterveränderung

## Gelenkarm BHI8 für Abzughaube Booster HI8V und HI8f



Fixierungsarm für tragbaren Abzughauben HI8V oder HI8F, seine Benutzung erlaubt den Arbeitsplatz, der oft schon mit der Arbeitersaustattung ausgefüllt ist, frei zu bleiben.