

Abgase Kabine werden oft an Filtration Bedarf benutzt, wenn ein geleiteter Raum gebraucht wird

## Laborabzug HI5VP:



**Das Vorne der Kabine ist voll offen.** Gebildete, geformt Aluminium, bruchsicher Glass, deren Dicke 6 mm ist.

### Anwendungen:

- Bespritz, Pistole, Pulverisierung oder Lackierung Auftragen.
- Chemikalienbehandlung im Labor
- Auch geeignet für Lösungsmittel Kübel Reinigung oder schwere Abgase abgebenden Maschinen.

### Kenndaten

Einstellbare Durchsatz	50 bis 450 m <sup>3</sup> /h
Leistung	80 W
L*B*H mm	800*700*700 mm
Gewicht	33 kg
Stromversorgung	230V/50 Hz
Wartung	Regelmäßige Filterveränderung
Ausgang hinten zur Ableitung nach außen	Ja, Durchmesser 125 mm
Integrierte Beleuchtung	Ja

### Kann dabei verwendet werden:

Recycling: Filtrierung mit Aktivkohle (s. Filterchart) oder Staub Filter.

Außenabsaugung: Außenabsaugungfilter +Auspuffrohr Durchmesser 125 mm.

\* Schutzvorfilters können dabei benutzt werden.



## Double Laborabzug HI5VP:



Geeignet wenn eine übergroße völlige schlüsselfertige Absaugkabine gebraucht wird. Das Vorne der Kabine ist ganz geöffnet um Chemikalienbehandlung, Lackierung oder Pulverisierung zu erlauben.

Gebildete, geformt Aluminium, bruchsicher Glass: Dicke 6 mm, 2 Absauggruppen.


### Anwendungen:

- Bespritz, Pistole, Pulverisierung oder Lackierung Auftragen.
- Chemikalienbehandlung im Labor
- Auch geeignet für Lösungsmittel Kübel Reinigung oder schwere Abgase abgebenden Maschinen.

Kenndaten	
Einstellbare Durchsatz	50 bis 450 m <sup>3</sup> /h
Leistung	80 W
L*B*H mm	1500*700*700 mm
Gewicht	50 kg
Stromversorgung	230V/50 Hz
Wartung	Regelmäßige Filterveränderung
Ausgang hinten zur Ableitung nach außen	Ja, Durchmesser 125 mm
Integrierte Beleuchtung	Ja

### Kann dabei verwendet werden:

- Recycling: Filtrierung mit Aktivkohle (s. Filterchart) oder Staub Filter.
- Außenabsaugung: Außenabsaugungfilter +Auspuffrohr Durchmesser 125 mm.



## Laborabzug HI5VP mit einem Wahl Schließen am Vorne:



Geeignet für Filtrierung, wenn eine völlige schlüsselfertige Absaugkabine gebraucht wird.

Es wird für giftige Produkten empfohlen. Es lässt ein Weg für die Hände.

### Anwendungen:

- Geeignet für gefährliche Lösungsmitteln.
- Lass ein Weg für die Hände, der bestimmt werden muss.
- Sichtbarkeit von dem Umgehen durch die Schließe.




### Kann dabei verwendet werden:

- Recycling: Filtrierung mit Aktivkohle (s. Filterchart) oder Staub Filter.
- Außenabsaugung: Außenabsaugungfilter +Auspuffrohr Durchmesser 125 mm.



## Laborabzug HI6VP



Geeignet für Filtrierung, wenn eine völlige schlüsselfertige Absaugkabine gebraucht wird.

Empfohlen für giftigen Produkten: Schütz den Arbeitersgesicht.

### Anwendungen:

- Geeignet für gefährlichen Lösungsmitteln (völliges Schutz des Arbeitersgesicht) und Genauigkeit des Arbeit (der Arbeit wird über den geschützten Produkt gemacht).
- Sichtbarkeit des Umgehens unten den Kabine.

Kenndaten	
Einstellbare Durchsatz	50 bis 450 m³/h
Leistung	80 W
L*B*H mm	800*700*700 mm
Gewicht	33 kg
Stromversorgung	230V/50 Hz
Wartung	Regelmäßige Filterveränderung
Ausgang hinten zur Ableitung nach außen	Ja, Durchmesser 125 mm
Integrierte Beleuchtung	Ja

### Kann dabei verwendet werden:

- Recycling: Filtrierung mit Aktivkohle (s. Filterchart) oder Staub Filter.
- Außenabsaugung: Außenabsaugungfilter +Auspuffrohr Durchmesser 125 mm.

