

- 🔍 Para asegurar la estación de trabajo
Cubre completamente el plan de trabajo y destinada mas concretamente a las manipulaciones químicas, barnizado, trabajos de pulverización...

Campana cabina - HI5VPP



Sus ventajas

- ✓ Fácil y rápida de montar
- ✓ Desmontable y fácil de desplazar
- ✓ Vidrio securit 6 mm
- ✓ Alumbrado integrado
- ✓ Puerta basculante, pasaje de manos 200 mm

Características técnicas

Producción Variable	De 50 a 450 m3/h
Potencia	80 W
L x A x A	800 x 700 x 700 mm
Peso	33 kg
Alimentación	230 V / 50 Hz
Mantenimiento	Cambio periódico del filtro
Salida posterior de evacuación	Sí, Ø125 mm




Puede ser utilizado:

- Reciclaje : filtración con filtros para los solventes, los gas, los humos y polvos
- Rechazos exteriores : filtros rechazos exteriores + conducto de evacuación Ø125 mm


Campana cabina - HI5VP



El gabinete de humo HI5VP está disponible en diferentes tamaños



Campana doble HI5VP



Campana extractora triple

Opciones para el HI5VP




Banda de vidrio opcional



Puerta elevadora



Puerta de gaviota opcional



Puerta corredera opcional

Campana cabina HI6VP



- ✓ Armario de humos con uno grupo de extracción
- ✓ Paso de mano de 390 mm, o por definir
- ✓ Aplicaciones:

Adecuado para solventes peligrosos (protección completa de la cara del trabajador) y precisión del trabajo (se trabaja en el producto protegido)

Trabaja sobre el producto gracias al cristal de protección

Algunos ejemplos de gabinetes de humo hechos a medida

