

Campana extractora con faldón – HI1P

- Protege contra salpicaduras
- Manipulación de productos químicos
- Protección total de la cara



Sus ventajas:

- ✓ Movable
- ✓ Pequeñas dimensiones
- ✓ Alumbrado integrado
- ✓ Visera de protección ajustable

Características técnicas

Producción Variable	De 50 a 450 m3/h
Potencia	80 W
L x A x A	500 x 430 x 350 mm
Peso	7 kg
Alimentación	230 V / 50 Hz
Mantenimiento	Cambio periódico del filtro
Salida posterior de evacuación	Sí, Ø125 mm
Iluminación integrada	Sí



Puede ser utilizado:

- Reciclaje : filtración con filtros para los solventes, los gas, los humos y polvos
- Rechazos exteriores : filtros rechazos exteriores + conducto de evacuación Ø125 mm




Accesorios y consumibles



Filtro de carbón activo FCP1



Filtro de partículas FPP1



Filtro de polvo FAP1

¿Cómo elijo un filtro?

Encuentre todos nuestros filtros en www.ftm-technologies.com