


## Campana maleta - HI3P

 Manipulación de productos químicos  
Captación de solventes y de humos



Sus ventajas:

- ✓ Movable
- ✓ Pequeñas dimensiones
- ✓ Alumbrado integrado

### Características técnicas

Producción Variable	De 50 a 450 m <sup>3</sup> /h
Potencia	80 W
L x A x A	350 x 430 x 200 mm
Peso	6 kg
Alimentación	230 V / 50 Hz
Mantenimiento	Cambio periódico del filtro
Salida posterior de evacuación	Sí, Ø125 mm
Iluminación integrada	Sí



Puede ser utilizado:

Reciclaje : filtración con filtros para los solventes, los gas, los humos y polvos  
Rechazos exteriores : filtros rechazos exteriores + conducto de evacuación Ø125 mm



Accesorios y consumibles



Faldón pequeño  
Para campana extractora tipo maleta HI3P



Faldón grande



Filtro de carbón activo FCP1

¿Cómo elijo un filtro?

Encuentre todos nuestros filtros en [www.ftm-technologies.com](http://www.ftm-technologies.com)